


Aktualisierung der HEnRY Software auf neueste Version

1. Öffnen Sie die folgende Seite und laden Sie die aktuellste Datei herunter:

<https://henry.idcohorts.net/de/>



2. Bevor Sie mit der Installation beginnen, erstellen Sie bitte nach dieser Anleitung ein Backup Ihrer Datenbank:

<https://henry.idcohorts.net/wp-content/uploads/2022/02/Updater-description-202106181-4.pdf>

3. Folgen Sie nun der Installationsanleitung auf folgender Website:

https://henry.idcohorts.net/wp-content/uploads/2021/11/HEnRY_installationseinleitung.pdf

Achtung: Es muss „Minimal“ bei den Clients ausgewählt werden

Installation guide HEnRY Biobanking Tool

Installation of HEnRY

HEnRY (HIV Engaged Research Technology) is a biobanking software specially developed by the Cologne University Hospital to document the storage and processing of blood samples and the aliquots generated from them. With HEnRY, practical laboratory work is greatly simplified and accelerated, so that the quality of the documentation is increased and possible sources of error are minimized.

Requests:

Operating systems: Windows 7/8/10, Windows Server

Before installation:

- .NET Framework 4.6 (required)
- Microsoft Excel (optional)
- Microsoft Outlook (optional)

A SQL server is required for the HEnRY database.

4. Ihre Software wurde nun erfolgreich aktualisiert.

Hinweis: an Ihrem HEnRY Drucker sollte „Thermaltransfer“ als Etikettenart eingestellt sein um einen reibungslosen Druck zu gewährleisten

Falls Sie mit der Installation Schwierigkeiten haben sollten, wenden Sie sich bitte an Stephanie Heinen

Tel.: 0177-4435018

E-Mail: stephanie.heinen@uk-koeln.de